



GE HealthCare

ICE RS-DLP Adapter Installation Manual

9687257-1EN Rev. 3

General Service Documentation.

©2025-2026 GE HealthCare. GE is a trademark of General Electric Company used under trademark license.

Reproduction and/or distribution is prohibited.



This manual is a reference for the installation of optional ICE RS to DLP Adapter. The optional ICE RS to DLP Adapter is available in the following products: Vivid Explorer with software v211, Vivid Advanced with software v211.

Revision History

Table -1 Revision History

Revision	Date (YYYY-MM-DD)	Reason for change
Rev. 1	2025-08-26	Initial release.
Rev. 2	2025-10-15	Revision up
Rev. 3	2026-02-24	Update product name

Please verify that you are using the latest revision of this document. Information pertaining to this document is maintained on MyWorkshop. If you need to know the latest revision, contact your distributor, local GE HealthCare Sales Representative or in the USA call the GE HealthCare Ultrasound Clinical Answer Center at 1 800 682 5327 or 1 262 524 5698.

Language Disclaimers

WARNING

- (English)
(EN)
- This Service Manual is available in English only.
- If a customer's service provider requires a language other than English, it is the customer's responsibility to provide translation services.
 - Do not attempt to service the equipment unless this Service Manual has been consulted and is understood.
 - Failure to heed this Warning may result in injury to the service provider, operator or patient from electric shock, mechanical or other hazards.

AVERTISSEMENT

- (Français)
(FR)
- Ce manuel de maintenance est disponible en anglais uniquement.
- Si un client de la personne responsable de la maintenance demande une langue autre que l'anglais, il est de la responsabilité du client de fournir les services de traduction.
 - N'essayez pas d'effectuer vous-même la maintenance de l'équipement avant d'avoir préalablement lu et compris le manuel de maintenance.
 - Le non-respect cet avertissement peut entraîner des blessures dues à un choc électrique, une défaillance mécanique ou à d'autres éléments dangereux chez la personne en charge de la maintenance, l'opérateur ou le patient.

ADVERTENCIA

- (Español)
(ES)
- Este Manual de servicio está disponible en idioma inglés únicamente.
- Si un proveedor de servicio del cliente requiere un idioma distinto, es responsabilidad del cliente ofrecer servicios de traducción.
 - No intente reparar el equipo a menos que haya consultado y comprendido este Manual de servicio.
 - Si no presta atención a esta Advertencia, se pueden ocasionar lesiones al proveedor de servicio, al operador o al paciente por descarga eléctrica, por riesgos mecánicos o de otra índole.

WARNUNG

Deutsch
(DE)

Dieses Wartungshandbuch ist nur auf Englisch verfügbar.

- Wenn der Kundendiensttechniker eines Kunden eine andere Sprache als Englisch benötigt, unterliegt es der Verantwortung des Kunden eine Übersetzung anfertigen zu lassen.
- Warten Sie das Gerät nur, wenn Sie dieses Wartungshandbuch gelesen und verstanden haben.
- Die Nichtbeachtung dieses Warnhinweises kann zu Verletzungen des Kundendiensttechnikers, Anwenders oder Patienten durch Stromschläge, mechanische oder andere Gefahren führen.

AVVERTENZA

italiano
(IT)

Il presente Manuale di assistenza è disponibile solo in inglese.

- Se il fornitore di servizi di un cliente ne richiede una copia in una lingua diversa dall'inglese, è responsabilità del cliente fornire il servizio di traduzione.
- Non tentare di riparare l'apparecchio se questo Manuale di assistenza non è stato letto e compreso.
- Il mancato rispetto di questa avvertenza può comportare il rischio di lesioni al fornitore di servizi, all'operatore o al paziente causate da scosse elettriche o da pericoli di origine meccanica o di altro tipo.

WAARSCHUWING

Nederlands
(NL)

Deze servicehandleiding is alleen beschikbaar in het Engels.

- Als de serviceleverancier van een klant vraagt om een andere taal dan Engels, is het de verantwoordelijkheid van de klant om een vertaalde versie te bieden.
- Probeer geen onderhoud aan de apparatuur uit te voeren tenzij deze servicehandleiding is geraadpleegd en begrepen.
- Het niet opvolgen van deze waarschuwing kan bij de serviceleverancier, de operator of de patiënt leiden tot letsel door elektrische schokken, mechanische of andere gevaren.

ADVERTÊNCIA

Português
(PT-BR)

Este Manual de Manutenção está disponível apenas em Inglês.

- Caso um prestador de serviços do cliente solicite o manual em idioma diferente do inglês, é de responsabilidade do cliente o fornecimento de serviços de tradução.
- Não tente realizar a manutenção do equipamento antes de ler e compreender este Manual de manutenção.
- O não cumprimento desta advertência pode resultar em danos por choque elétrico e riscos mecânicos para o prestador de serviços, operador ou paciente.

VIÐVÖRUN

Íslenska
(IS)

Þessi þjónustuhandbók er aðeins fánleg á ensku.

- Ef þjónustuaðili viðskiptavinar þarf annað tungumál en ensku er það á ábyrgð viðskiptavinarins að veita þýðingarþjónustu.
- Ekki reyna að þjónusta búnaðinn nema þessir þjónustuhandbækur hafi verið skoðaðir og skilið.
- Ef ekki er gætt að þessari viðvörðun getur það valdið meiðslum á þjónustuaðila, stjórnanda eða sjúklingi vegna raflosts, vélrænni hættu eða annarri hættu.

HOIATUS!

Eesti
(ET)

Service Manual (Hooldusjuhend) on saadaval ainult ingliskeelsena.

- Kui kliendi teenusepakkuja nõue on, et juhend oleks mõnes muus keeles, korraldab juhendi tõlkimise klient.
- Tutvuge enne seadme hooldustööde tegemist kindlasti juhendiga Service Manual (Hooldusjuhend).
- Selle nõude eiramise korral võib teenindaja, kasutaja või patsient saada elektrilöögi, samuti võivad kaasneda muud ohud.

OPOZORILO

Slovenščina
(SL)

Ta servisni priročnik je na voljo samo v angleščini.

- Če ponudnik servisnih storitev za stranko potrebuje navodila v drugem jeziku, mora stranka sama poskrbeti za prevajanje.
- Ne poskušajte servisirati opreme, ne da bi prej prebrali in razumeli servisni priročnik.
- Če tega opozorila ne upoštevate, obstaja nevarnost električnega udara, mehanskih ali drugih nevarnosti in posledičnih poškodb ponudnika servisnih storitev, uporabnika opreme ali pacienta.

警告

日本語
(JA)

このサービスマニュアルは英語版のみ提供されています。

- お客様の保守担当者が英語以外のマニュアルを必要とされる場合は、お客様の負担にて翻訳サービスをご利用ください。
- 装置の保守を行う前に、必ずサービスマニュアルを読み、内容を理解してください。
- この警告に注意を払わない場合、保守担当者やオペレータ、患者に対して、電気ショック、機械またはその他の危険による傷害が発生する恐れがあります。

警告

繁体中文
(ZH-CN)

本维修手册仅提供英文版。

- 如果客户需要其它语种版本，请自行翻译。
- 在维修机器前，请务必阅读并完全理解本维修手册。
- 若违反本警告，有可能会给维修提供商、操作员或患者带来电击伤害、机械损伤或其它危害。

VARNING

Svenska
(SV)

Den här servicehandboken finns endast på engelska.

- Om en kunds servicetekniker kräver ett annat språk än engelska är det kundens ansvar att tillhandahålla en översatt version.
- Försök inte att utföra service på utrustningen om du inte har läst igenom och förstått den här servicehandboken.
- Om du inte tar hänsyn till den här varningen kan serviceteknikern, operatören eller patienten utsättas för elektriska stötar eller mekaniska eller andra faror, vilket kan leda till personskador.

警告

繁體中文
(ZH-TW)

此服務手冊僅推出英文版。

- 若客戶的維修人員需要英文以外的其他語言版本，客戶需自行負責提供翻譯服務。
- 在詳閱此服務手冊並充分理解其內容之前，請勿試圖開始維修設備。
- 若忽視此警告，可能導致維修人員、操作人員或病患因為觸電、機械問題或其他危險而受傷。

경고

- 이 서비스 설명서는 영어로만 제공됩니다.
- 고객의 서비스 공급자가 영어 이외의 언어를 요구하는 경우 번역 서비스를 제공할 책임은 고객에게 있습니다.
 - 이 서비스 설명서를 참조 및 이해하지 못한 경우 장비를 만지지 마십시오.
 - 이 경고를 무시한 경우 서비스 공급자, 오퍼레이터 또는 환자가 감전, 기계적 위험 또는 기타 위험으로 인한 부상을 입을 수 있습니다.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данное руководство по обслуживанию доступно только на английском языке.

- Если специалисту по техническому обслуживанию клиента требуется документация на каком-либо другом языке, ответственность за выполнение перевода возлагается на клиента.
- Приступайте к обслуживанию оборудования только после того, как изучите данное руководство по обслуживанию и полностью поймете его содержание.
 - Несоблюдение данного требования может привести к травмированию специалиста по техническому обслуживанию, пользователя или пациента вследствие поражения электрическим током, механических и прочих повреждений.

OSTRZEŻENIE

Niniejszy podręcznik serwisowy jest dostępny wyłącznie w języku angielskim.

- Jeżeli dostawca usług klienta posługuje się językiem innym niż angielski, za zapewnienie usług tłumaczeniowych odpowiada klient.
- Przed przystąpieniem do czynności serwisowych należy zapoznać się z informacjami zawartymi w niniejszym podręczniku serwisowym i je zrozumieć.
- W przeciwnym wypadku dostawca usług, operator lub pacjent mogą odnieść obrażenia spowodowane porażeniem prądem elektrycznym, działaniem elementów mechanicznych lub innymi zagrożeniami.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ελληνικά
(EL)

Το παρόν Εγχειρίδιο σέρβις διατίθεται μόνο στα Αγγλικά.

- Εάν ο πάροχος σέρβις του πελάτη απαιτεί γλώσσα εκτός των Αγγλικών, η παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών αποτελεί ευθύνη του πελάτη.
- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τον εξοπλισμό εάν πρώτα δεν συμβουλευτείτε και κατανοήσετε το παρόν Εγχειρίδιο σέρβις.
- Σε περίπτωση μη τήρησης της παρούσας προειδοποίησης, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός στον πάροχο σέρβις, το χειριστή ή τον ασθενή εξαιτίας ηλεκτροπληξίας καθώς και μηχανικών ή άλλων κινδύνων.

FIGYELMEZTETÉS

Magyar
(HU)

A szervizkézikönyv kizárólag angol nyelven érhető el.

- Amennyiben az ügyfél szolgáltatójának nem felel meg az angol nyelvű dokumentáció, úgy a fordításról az ügyfélnek kell gondoskodnia.
- Kizárólag úgy lásson hozzá a berendezés karbantartásához, hogy elolvasta és megértette a szervizkézikönyvben foglaltakat.
- Ezen figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása esetén a szolgáltató, a kezelő vagy a páciens áramütést, mechanikus sérülést vagy más veszély által okozott személyi sérülést szenvedhet.

VAROVANIE

Slovenčina
(SK)

Táto servisná príručka je dostupná iba v anglickom jazyku.

- Ak poskytovateľ služieb zákazníkovi vyžaduje iný jazyk ako anglický jazyk, jeho povinnosťou je zabezpečiť prekladateľské služby.
- Zariadenie nepoužívajte bez prečítania a porozumenia tejto servisnej príručky.
- Nedodržanie tejto výstrahy môže viesť k zraneniu poskytovateľa služieb, operátora alebo pacienta spôsobeného elektrickým šokom, mechanickým alebo iným nebezpečenstvom.

VÝSTRAHA

česky
(CZ)

Tato servisní příručka je k dispozici pouze v angličtině.

- Pokud poskytovatel služby zákazníkovi požaduje jiný jazyk než angličtinu, je odpovědností zákazníka poskytnout služby překladu.
- Nepokoušejte se provádět servis zařízení, dokud si neprostudujete a neporozumíte servisní příručce.
- Nevěnování pozornosti této výstraze může způsobit poskytovateli služeb, obsluze nebo pacientovi úraz elektrickým proudem, mechanická nebo jiná nebezpečí.

UYARI

Türkçe
(TK)

Servis Kılavuzu yalnızca İngilizce olarak mevcuttur.

- Müşterinin servis sağlayıcısı için kılavuzun İngilizce dışında başka bir dile çevrilmesi gerekiyorsa çeviri hizmeti sağlamak müşterinin sorumluluğudur.
- Bu Servis Kılavuzu'na bakıp talimatları anlamadan ekipmanı kullanmaya çalışmayın.
- Bu Uyarının göz ardı edilmesi servis sağlayıcısının, operatörün veya hastanın, elektrik çarpması, mekanik arıza ya da diğer tehlikeler nedeniyle yaralanmasına neden olabilir.

ADVARSEL

Dansk
(DA)

Denne servicemanual fås kun på engelsk.

- Hvis en kundes tjenesteudbyder kræver et andet sprog end engelsk, er det kundens ansvar at sørge for oversættelsesydelse.
- Forsøg ikke at udføre service på udstyret, medmindre denne servicemanual er læst og forstået.
- Manglende overholdelse af denne advarsel kan medføre skade på serviceudbyderen, operatøren eller patienten som følge af elektrisk stød, mekaniske eller andre farer.

ADVARSEL

Norsk
(NO)

Denne servicehåndboken er bare tilgjengelig på engelsk.

- Hvis en kundes tjenestetilbyder krever et annet språk enn engelsk, er det kundens ansvar å tilby oversettelsestjenester.
- Ikke forsøk å utføre service på utstyret før denne servicehåndboken er lest og forstått.
- Dersom det ikke tas hensyn til denne advarselen, kan det føre til skader på tjenestetilbyderen, operatøren eller pasienten fra elektrisk støt, mekaniske eller andre farer.

VAKAVA VAROITUS

Suomi
(FI)

Tämä huolto-opas on saatavana vain englanniksi.

- Jos asiakkaan palveluntarjoaja tarvitsee oppaan jollain muulla kielellä, käännöspalveluiden hankkiminen on asiakkaan vastuulla.
- Laitetta ei saa huoltaa ellei huolto-oppaaseen ole sitä ennen tutustuttu huolellisesti.
- Jos tätä varoitusta ei noudateta, palveluntarjoaja, käyttäjä tai potilas saattaa saada sähköiskun, ja saattaa aiheutua mekaanisia tai muita vaurioita.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Български
(BG)

- Настоящото Сервизно ръководство се предлага само на английски език.
- Ако доставчикът на сервизни услуги на клиента изисква ръководство на език, който се различава от английския, клиентът има отговорност да осигури адекватен превод.
 - Не правете опити за сервиз на оборудването, без да проверите и да разберете съветите в Сервизното ръководство.
 - Неспазването на това предупреждение може да доведе до нараняване на доставчика на сервизни услуги, оператора или пациента вследствие на токов удар, механична или други опасности.

AVERTISMENT

Română
(RO)

- Acest manual de service este disponibil doar în engleză.
- Dacă furnizorul de servicii al unui client solicită altă limbă decât engleza, este responsabilitatea clientului să ofere servicii de traducere.
 - Nu încercați să efectuați lucrări de service asupra echipamentului, în afară de cazul când ați consultat acest manual de service și l-ați înțeles.
 - Nerespectarea acestui avertisment poate avea ca rezultat rănirea furnizorului de servicii, a operatorului sau a pacientului ca urmare a electrocutării, pericolelor mecanice sau a altor pericole.

UPOZORENJE

Hrvatski
(HR)

- Ovaj servisni priručnik dostupan je samo na engleskom jeziku.
- Ako klijentov serviser zahtijeva jezik koji nije engleski, odgovornost klijenta je pružiti usluge prijevoda.
 - Nemojte pokušavati servisirati opremu ako niste pročitali i razumjeli servisni priručnik.
 - Ako ne poštujete ovo upozorenje, može doći do ozljede serviser, operatera ili pacijenta prouzročene strujnim udarom, mehaničkim i drugim opasnostima.

ĮSPĖJIMAS

Lietuvių k.
(LT)

- Šis priežiūros vadovas galimas tik anglų kalba.
- Jei kliento paslaugų teikėjas reikalauja kitos kalbos nei anglų, klientas atsako už vertimo paslaugos teikimą.
 - Atlikite įrangos priežiūrą tik gerai susipažinę su priežiūros vadovu ir jį supratę.
 - Nesilaikant šio įspėjimo galimas paslaugos teikėjo, operatoriaus ar paciento sužeidimas dėl elektros šoko, mechaninio ar kito pavojaus.

BRĪDINĀJUMS

-  Latviski
- Šī apkalpes rokasgrāmata ir pieejama tikai angļu valodā.
- Ja klienta pakalpojumu sniedzējam ir nepieciešama cita valoda, kas nav angļu valoda, klienta pienākums ir nodrošināt tulkojumu.
 - Nemēģiniet apkalpot aprīkojumu, ja apkalpes rokasgrāmata nav izlasīta un izprasta.
 - Ja šis brīdinājums netiek ievērots, pakalpojumu sniedzējs, operators vai pacients var gūt traumas no elektrošoka vai var rasties mehānisks vai cita veida apdraudējums.

UPOZORENJE

-  Srpski
- Ovaj priručnik za servisiranje dostupan je samo na engleskom jeziku.
- Ako klijentov serviser zahteva jezik koji nije engleski, odgovornost je na klijentu da pruži usluge prevođenja.
 - Nemojte da pokušavate da servisirate opremu ako prethodno niste pročitali i razumeli ovaj priručnik.
 - Ako ne poštujete ovo upozorenje, može doći do povređivanja serviser, operatera ili pacijenta uzrokovanog električnim udarom, mehaničkim i drugim opasnostima.

AVISO

-  Português (Portugal)
- Este manual de assistência está disponível apenas em inglês.
- Se o prestador de serviços de assistência do cliente necessitar do manual noutra língua, a disponibilização dos serviços de tradução é da responsabilidade do cliente.
 - Não tente reparar o equipamento se não tiver consultado e compreendido este manual de assistência.
 - O não cumprimento das instruções constantes neste aviso pode resultar em ferimentos no prestador de serviços de assistência, no operador ou no paciente devido a choques eléctricos, perigos mecânicos ou outros problemas.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Українська
(UK)

Цей посібник із технічного обслуговування доступний лише англійською мовою.

- Якщо постачальнику послуг із технічного обслуговування потрібна інформація мовою, відмінною від англійської, відповідальність за надання послуг перекладу несе користувач.
- Технічне обслуговування обладнання можна виконувати лише після ознайомлення з посібником із технічного обслуговування та усвідомлення його змісту.
- Недотримання цього попередження може призвести до травм постачальника послуг, оператора або пацієнта, спричинених дією електричного струму, механічних або інших пошкоджень.

PERINGATAN

Bahasa
Indonesia
(ID)

Panduan Servis ini hanya tersedia dalam Bahasa Inggris.

- Jika penyedia layanan pelanggan memerlukan bahasa di luar Bahasa Inggris, maka pelanggan bertanggung jawab untuk memberikan layanan tersebut.
- Jangan mencoba menyervis peralatan ini, kecuali Panduan Servis ini telah dijadikan rujukan dan dipahami dengan baik.
- Kelalaian memperhatikan Peringatan ini dapat menyebabkan cedera terhadap penyedia layanan, operator, atau pasien akibat bahaya kejutan listrik, mekanik, dan bahaya lainnya.

คำเตือน

ไทย
(TH)

คู่มือซ่อมบำรุงนี้เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น

- หากผู้ให้บริการของลูกค้าต้องการจับภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมคู่มือซ่อมบำรุงฉบับแปล
- โปรดอย่าซ่อมอุปกรณ์โดยไม่ศึกษา และทำความเข้าใจคู่มือซ่อมบำรุงนี้
- หากไม่ปฏิบัติตามคำเตือนนี้อาจส่งผลให้ผู้ให้บริการ ผู้ใช้งานอุปกรณ์ หรือผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บจากไฟฟ้าช็อต อันตรายจากกลไกของอุปกรณ์ หรืออันตรายอื่น ๆ

CẢNH BÁO

(VI) Tiếng Việt

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ này chỉ sẵn dùng bằng tiếng Anh.

- Nếu nhà cung cấp dịch vụ của khách hàng yêu cầu ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, thì khách hàng phải có trách nhiệm cung cấp các dịch vụ dịch thuật.
- Không được tìm cách sửa chữa thiết bị trừ khi đã tham khảo và hiểu rõ Hướng dẫn sử dụng dịch vụ này.
- Bỏ qua lời cảnh báo này có thể gây thương tích cho nhà cung cấp dịch vụ, nhân viên vận hành hoặc bệnh nhân do sốc điện, những nguy hiểm về máy móc hoặc yếu tố khác.

ЕСКЕРТУ

(KK) Қазақ тілінде

Осы қызмет көрсету нұсқаулығы тек ағылшын тілінде қолжетімді.

- Егер тұтынушылардың қызметтер жеткізушісі ағылшын тілінен басқа тілді талап етсе, аудару қызметтерімен қамтамасыз ету тұтынушының жауапкершілігіне кіреді.
- Осы қызмет көрсету нұсқаулығын түсініп, ол туралы кеңес алмайынша жабдыққа қызмет көрсетуге тырыспаңыз.
- Осы ескертуді орындамау электр тогының соғуы, механикалық немесе басқа да қауіптер салдарынан қызметтер жеткізушісінің, оператордың немесе емделушінің жарақаттануына алып келуі мүмкін.

BABALA

(TL) Tagalog

Available lamang sa Ingles ang Manwal ng Serbisyo ng ito.

- Kung ang kailangan lamang ng tagabigay ng serbisyo ng kustomer ng wika maliban sa Ingles, responsibilidad ng kustomer na magbigay ng serbisyo sa pagsasalin wika nito.
- Huwag subukan na iserbisyo ang mga kasangkapan maliban kung nakonsulta ang nauunawaan itong Manwal ng Serbisyo.
- Ang pagkabigong maunawaan ang Babalang ito ay maaring maging resulta ng pinsala sa tagabigay ng serbisyo, nagpapagana o pasyente mula sa pagkakakoryente, mekanikal o iba pang peligro.

Legal Notes

The contents of this publication may not be copied or duplicated in any form, in whole or in part, without prior written permission of GE HealthCare.

GE HealthCare makes no representations or warranties with respect to the information herein. In addition, the information is subject to change without notice. Every precaution has been taken in the preparation of this document. Nevertheless, GE HealthCare assumes no responsibility for errors, omissions, or any damages, including special or consequential, resulting from the use of this information. GE HealthCare will issue updates to this information periodically, as needed. If there are any questions regarding the information contained in this manual, please contact your GE HealthCare Representative.

Damage in Transportation

Follow this procedure if damage is apparent:

1. Write "Damage in Shipment" on ALL copies of the freight or express bill BEFORE delivery is accepted or "signed for" by a GE HealthCare representative or hospital receiving agent.
2. Report the damage to the carrier.
 - Whether noted or concealed, damage MUST be reported to the carrier immediately upon discovery, or in any event, within 14 days after receipt, and the contents and containers held for inspection by the carrier.
 - A transportation company will not pay a claim for damage if an inspection is not requested within this 14-day period.

Certified Electrical Contractor Statement - For USA Only

All electrical installations that are preliminary to positioning of the equipment at the site prepared for the equipment shall be performed by licensed electrical contractors. Other connections between pieces of electrical equipment, calibrations, and testing shall be performed by qualified GE HealthCare personnel. In performing all electrical work on these products, GE HealthCare will use its own specially trained field engineers. All of GE HealthCare's electrical work on these products will comply with the requirements of the applicable electrical codes.

The purchaser of GE HealthCare equipment shall only utilize qualified personnel (i.e. GE HealthCare field engineers, personnel of third-party service companies with equivalent training, or licensed electricians) to perform electrical servicing on the equipment.

Omission and Errors

If there are any omissions, errors or suggestions for improving this documentation, contact the GE HealthCare Ultrasound Global Documentation Group with specific information listing the system type, manual title, part number or direction number, revision number, page number and suggestion details.

Mail the information to:

GE Medical Systems (China) Co., Ltd.

Service Documentation

No.19, Changjiang Road,

WuXi National Hi-Tech Dev.Zone,

214028 Jiangsu

P.R. China

TEL: +86 510 85225888

FAX: +86 510 85226688

GE Vingmed Ultrasound AS

Service Documentation

Strandpromenaden 45

3191 Horten

NORWAY

GE HealthCare employees should use Post-Market Quality Management (PQM) to report service documentation issues.

Table of Contents

Chapter 1 - Optional ICE RS-DLP Adapter Installation Instruction

Optional ICE RS-DLP Adapter Installation Instruction 22

 Introduction 22

 Tools 22

 Manpower 22

 Preparations 22

 Installation Procedure 22

Chapter 1

Optional ICE RS-DLP Adapter Installation Instruction

In this chapter

Optional ICE RS-DLP Adapter Installation Instruction.22

Optional ICE RS-DLP Adapter Installation Instruction

Introduction

This instruction describes the Optional ICE RS-DLP Adapter installation for ultrasound system.

Tools

None.

Manpower

5 minutes.

Preparations

None.

Installation Procedure

READ and UNDERSTAND these instructions thoroughly before proceeding with the installation. Perform each step in sequence and check it off when completes. If a problem occurs after completion, go back through the procedure and check for implementation errors before contacting your Ultrasound Regional Engineer.



CAUTION

Possible operational damage. Failure to strictly follow ESD (Electrostatic Discharge) precautions during this upgrade may cause constant or intermittent operational abnormalities. Strictly follow all precautions.

NOTE

Not all features described in this instruction may be available or cleared for sale in all markets. Please contact your local GE HealthCare Ultrasound representative to get the latest information.

Install the Optional ICE RS-DLP Adapter

The ICE RS-DLP Adapter is designed to provide a connection between the DLP connector to the RS connector, connect the Vivid Explorer and Vivid Advanced to ICE Catheters with RS connector.

1. Connect the ICE RS-DLP Adapter to the DLP port and turn the knob to lock the adapter.

NOTE

Be careful not to connect it in reverse.

Figure 1-1 Connect the ICE RS-DLP Adapter to the DLP port



2. Connect the ICE Catheters with RS connector to the Adapter and flip the connector locking lever to the right.

Figure 1-2 Connect the ICE Catheters with RS connector

**Functional Check**

After installation, please check if the ICE probes can work properly.

C

certified electrical contractor statement - for USA only xvii

D

damage in transportation xvi

F

Functional Check 23

I

Installation 22

L

language disclaimers iv

legal notes xv

M

Manpower 22

O

omission and errors xviii

P

Preparations 22

R

revision history iii

T

Tools 22

transportation
damage xvi

